GvulaRing Eine echte Alternative für die natürliche Familienplanung.

Jetzt kostenlose Probeanwendung sichern!

Was ist OvulaRing?

OvulaRing – das **weltweit einzigartige** Temperaturmess-System, das die Körperkerntemperatur **rund um die Uhr**, den **gesamten Zyklus** über aufzeichnet. Ideal für Frauen mit Kinderwunsch oder als echte Alternative für die Anwendung der natürlichen Familienplanung.






Analyse der Temperaturkurve und der Zyklusgesundheit

Worin unterscheidet sich OvulaRing von bereits existierenden Geräten und Methoden?

- → Messfehler werden systembedingt ausgeschlossen
- → An Universitätsfrauenklinik Leipzig von renommierten Mediziner entwickelt und getestet
- → Einfache und individuelle Auswertung ohne Ausschlusskriterien (wie Fieber, Schichtdienst etc.)
- → Messung der Körperkerntemperatur rund um die Uhr, über den gesamten Zyklus bei minimalem Aufwand
- → Auswertung ist webbasiert, daher überall verfügbar, bei gleichzeitig größter Datensicherheit

Was sind die Vorteile von OvulaRing?

- OvulaRing ist präzise und zuverlässig! Der Sensor misst im Körperinneren unabhängig von äußeren Einflüssen. Er ermittelt durch die Vielzahl der erhobenen Daten (288 Messpunkte täglich) exakt das persönliche Fruchtbarkeitsfenster.
- ✓ OvulaRing ist einfach und alltagstauglich! OvulaRing kann selbstständig ohne ärztliche Hilfe angewendet werden. Lästiges morgendliches Temperaturmessen entfällt.
- OvulaRing ist natürlich und nicht spürbar! Der Ring ist frei von Weichmachern und Hormonen. Der flexible Kunststoff passt sich ideal dem Körper an und der hohe Tragekomfort wurde in Studien bewiesen.
- ✓ OvulaRing ist für jede Frau geeignet! Auch bei unregelmäßigen, langen oder kurzen Zyklen erfolgt eine exakte Darstellung der fruchtbaren Tage.
- OvulaRing ist webbasiert! Somit sind die Zyklusinformationen überall und jederzeit verfügbar.



Im Prognosefenster genau erkennen, wann die fruchtbaren Tage sind.



Wie wird OvulaRing angewendet?

Mit nur einem Handgriff wird der OvulaRing ähnlich wie ein Tampon tief in die Scheide eingeführt und kann bis zum Ende des Zyklus im Körper verbleiben.

Das Auslesen der Daten erfolgt über ein Lesegerät, welches mittels USB-Kabel an den PC angeschlossen wird. Über den persönlichen Zugang auf www.myovularing.com werden die Daten hochgeladen und ausgewertet. Die Anwenderin erhält ein umfangreiches Abbild ihres Zyklus mit persönlichem Fruchtbarkeitsfenster.